

Монітори пацієнта UM 300-S

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КОЖНОГО ВИПАДКУ
І ЗРУЧНОЇ РОБОТИ МЕДПЕРСОНАЛУ



Піклуємось про пацієнтів,
допомагаємо у роботі медикам



Широкий вибір кріплень

Встановлюйте монітори оптимально для зручної роботи

Монітори пацієнта UM 300-S розроблені з особливою увагою до функціональності та ергономіки. Разом з моніторами пацієнта ми пропонуємо широкий вибір кріплень для різних випадків: кріплення на ліжко пацієнта, медичну рейку, стіну або на мобільну стійку.

Кріплення на ліжко

На задній панелі монітора пацієнта UM 300-10-S розміщено спеціальне кріплення для ліжка пацієнта: монітор легко повісити або зняти, особливо з урахуванням його невеликої ваги.



Система для реанімобіля

За допомогою спеціальної системи кріплення ультратонкий монітор пацієнта встановлюється на консоль реанімобіля.

Система забезпечує надійну фіксацію під час транспортування та дозволяє швидко зняти апарат за потреби.



Настінний поворотний кронштейн із кошиком

Доповнений варіант настінного кронштейна — кріплення з кошиком для аксесуарів та розхідників. Практичне рішення для встановлення монітора та оптимізації робочого простору.





Кріплення на вертикальну стійку або медичну рейку

Монітори пацієнта UM 300-S опціонально поставляються зі спеціальними кріпленнями на вертикальну стійку або медичну рейку. Кронштейни встановлюються на універсальні пластини VESA на задній панелі приладу.



Мобільна стійка з кошиком

Для встановлення монітора біля ліжка пацієнта та зручного транспортування між палатами чи відділеннями. Стійка обладнана кошиком для аксесуарів, а також фіксаторами коліс для встановлення візка у потрібній позиції.



Кріплення для додаткового дисплея

Необхідні параметри в моніторах пацієнта UM 300-S можна відобразити на додатковому HD-дисплеї з діагоналлю 22" за технологією UniScreen™. Він встановлюється на спеціальне кріплення над монітором пацієнта.



Сервіс та підтримка

Бути уважним до стану обладнання для нас так само важливо, як і турбота про пацієнтів.

Ми надаємо повний комплекс сервісних послуг, аби забезпечити підтримку працездатності нашої медичної техніки.

Від консультації до оновлення програмного забезпечення: пусконаладжувальні роботи, діагностика, обслуговування та ремонт, модернізація обладнання, запасні частини, консультаційна підтримка.



Ми завжди поруч!

Звертайтеся до Компанії «ЮТАС» та спілкуйтеся безпосередньо із потрібним вам спеціалістом. Вам із задоволенням допоможуть експерти з технічного налаштування обладнання, сервісні інженери, менеджери з продажу та продукції.

Після постачання та налаштування обладнання наші експерти проводять професійне навчання, а також надають всю необхідну підтримку.

U can save the life®



13485



2409

Виробник

UTAS Technologies s.r.o.

вул. Ставительська, 1
83104 Братислава, Словаччина

тел.: +421 220 620 001

+421 220 620 002

email: info@utastech.eu

www.utastech.eu

Уповноважений представник в Україні

ТОВ «Компанія «ЮТАС»

а/с 9, 03057
м. Київ, Україна

тел.: + 380 44 456 42 29

факс: + 380 44 456 93 92

email: info@utasco.com

www.utasco.com